

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

ProLactin : عنوان آزمایش :  
Abbott : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۰۰۴	۰,۱۱۸	۳,۵۸۸	۳,۷۰۶	۳,۸۲۴	۳,۹۴۲	۴,۰۶	۴,۱۷۸	۴,۲۹۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵

مقدار	تاریخ
۳,۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۴,۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۴,۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۴,۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۳,۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۳,۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۳,۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۳,۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۳,۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶

مقدار	تاریخ
۳,۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۳,۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۴,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۴,۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۴,۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۴,۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۳,۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۳,۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳,۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۳,۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۳,۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۳,۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۳,۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۴,۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۳,۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۴,۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۳,۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸

CV%: 2.748	SD: 0.109	Mean: 3.971
------------	-----------	-------------

