



عنوان کنترل : BioRAD1
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Albumin
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۴۴	۰,۰۵۶	۳,۹۶۷	۴,۰۲۳	۴,۰۷۹	۴,۱۳۵	۴,۱۹۱	۴,۲۴۷	۴,۳۰۳

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۴,۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۴,۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۴,۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۴,۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۴,۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۴,۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۴,۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۴,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۴,۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۴,۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۴,۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۴,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۴,۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۴,۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۴,۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۴,۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۴,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۴,۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۴,۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۴,۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۴,۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۴,۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۴,۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۴,۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۴,۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۴,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 1.47	SD: 0.061	Mean: 4.15
-----------	-----------	------------

