



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

Total Cholesterol : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۸۷	۱,۲۹۱	۹۶,۴۲۷	۹۷,۷۱۸	۹۹,۰۰۹	۱۰۰,۳	۱۰۱,۵۹۱	۱۰۲,۸۸۲	۱۰۴,۱۷۳

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳

CV%: 1.524	SD: 1.528	Mean: 100.222
------------	-----------	---------------

