

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Amylase : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۵۹۹	۶,۵۹۹	۳۹۲,۸۷	۳۹۹,۴۶۹	۴۰۶,۰۶۸	۴۱۲,۶۶۷	۴۱۹,۲۶۶	۴۲۵,۸۶۵	۴۳۲,۴۶۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۴۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۴۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۳۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۴۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۴۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۴۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۴۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۴۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۴۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۴۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۴۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۴۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۴۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۴۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۴۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۴۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۴۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۴۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۴۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۴۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۴۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۴۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۴۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۴۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۴۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 1.53	SD: 6.282	Mean: 410.667
-----------	-----------	---------------

