



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Triglycerides : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۴۹۷	۲,۸۳۴	۱۸۰,۸۶۵	۱۸۳,۶۹۹	۱۸۶,۵۳۳	۱۸۹,۳۶۷	۱۹۲,۲۰۱	۱۹۵,۰۳۵	۱۹۷,۸۶۹

مقدار	تاریخ
۱۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۱۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۱۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۱۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۱۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۱۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۱۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۱۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۱۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۱۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۱۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۱۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳

CV%: 1.412	SD: 2.71	Mean: 191.963
------------	----------	---------------

