

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

( P ( Phosphorus

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۴۷۷	۰,۰۵۲	۳,۳۴۷	۳,۳۹۹	۳,۴۵۱	۳,۵۰۳	۳,۵۵۵	۳,۶۰۷	۳,۶۵۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۳,۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۳,۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۳,۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۳,۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۳,۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۳,۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۳,۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۳,۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۳,۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۳,۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۳,۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۳,۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۳,۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۳,۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۳,۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۳,۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۳,۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۳,۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۳,۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۳,۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۳,۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۳,۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۳,۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۳,۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۳,۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۳,۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 1.761	SD: 0.062	Mean: 3.52
------------	-----------	------------

