

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۷۴۱	۸,۱۷۴	۴۴۴,۹۴۵	۴۵۳,۱۱۹	۴۶۱,۲۹۳	۴۶۹,۴۶۷	۴۷۷,۶۴۱	۴۸۵,۸۱۵	۴۹۳,۹۸۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶

مقدار	تاریخ
۴۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۴۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۴۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۴۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۴۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۴۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۴۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۴۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۴۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۴۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۴۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۴۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱

مقدار	تاریخ
۴۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۴۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۴۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۴۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۴۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۴۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۴۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۴۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۴۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۴۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۴۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۴۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۴۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۴۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴

CV%: 2.267	SD: 10.455	Mean: 461.231
------------	------------	---------------



42