

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

(Mg (Magnesium

Olympus-C

: عنوان آزمایش :

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸۶۲	۰,۱	۳,۲۰۱	۳,۳۰۱	۳,۴۰۱	۳,۵۰۱	۳,۶۰۱	۳,۷۰۱	۳,۸۰۱

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۳,۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۳,۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۳,۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۳,۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۳,۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۳,۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۳,۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۳,۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۳,۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۳,۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۳,۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۳,۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۳,۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۳,۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۳,۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۳,۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۳,۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۳,۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۳,۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۳,۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۳,۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۳,۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۳,۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۳,۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۳,۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۳,۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۳,۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 2.966	SD: 0.106	Mean: 3.561
------------	-----------	-------------

