



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgA : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۲۸	۲,۹۴۷	۱۲۳,۴۲۶	۱۲۶,۳۷۳	۱۲۹,۳۲	۱۳۲,۲۶۷	۱۳۵,۲۱۴	۱۳۸,۱۶۱	۱۴۱,۱۰۸

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۱۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۱۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۱۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۱۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۱۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۱۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۱۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۱۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 2.367	SD: 3.101	Mean: 131
------------	-----------	-----------

