

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fe : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۰۲	۲,۹۹۵	۲۴۰,۱۸۲	۲۴۳,۱۷۷	۲۴۶,۱۷۲	۲۴۹,۱۶۷	۲۵۲,۱۶۲	۲۵۵,۱۵۷	۲۵۸,۱۵۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۲۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۲۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۲۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 0.827	SD: 2.082	Mean: 251.778
------------	-----------	---------------

