



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۸/۱۱/۱۲:

سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

Hydroxy Vitamin D3-۲۵ : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۵۴۹	۱,۱۸۵	۱۴,۵۳۵	۱۵,۷۲	۱۶,۹۰۵	۱۸,۰۹	۱۹,۲۷۵	۲۰,۴۶	۲۱,۶۴۵

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱۸,۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۱۷,۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۷,۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱۷,۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۱۷,۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۱۹,۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۷,۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۱۸,۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱۸,۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱۷,۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۱۶,۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۱۸,۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۱۸,۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۹,۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۱۸,۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۱۸,۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۱۸,۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱۸,۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱۸,۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۱۷,۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۶,۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۱۸,۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۱۵,۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۱۶,۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 5.014	SD: 0.898	Mean: 17.915
------------	-----------	--------------

