

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : BioRAD1
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Uric Acid
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۴۹	۰,۰۵۴	۴,۵۱	۴,۵۶۴	۴,۶۱۸	۴,۶۷۲	۴,۷۲۶	۴,۷۸	۴,۸۳۴

مقدار	تاریخ
۴,۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۴,۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۴,۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۴,۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۴,۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۴,۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۴,۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۴,۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۴,۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۴,۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۴,۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۴,۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۴,۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۴,۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۴,۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۴,۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۴,۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۴,۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۴,۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۴,۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.455	SD: 0.069	Mean: 4.709
------------	-----------	-------------

