



عنوان کنترل : BioRAD1  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Albumin  
عنوان دستگاه : Olympus-C  
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۵۱۱	۰,۰۶۲	۳,۹۳۶	۳,۹۹۸	۴,۰۶	۴,۱۲۲	۴,۱۸۴	۴,۲۴۶	۴,۳۰۸

مقدار	تاریخ
۴,۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۴,۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۴,۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۴,۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۴,۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۴,۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۴,۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۴,۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۴,۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۴,۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۴,۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۴,۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۴,۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۴,۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۴,۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۴,۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۴,۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۴,۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۴,۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.407	SD: 0.058	Mean: 4.142
------------	-----------	-------------

