

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

LH : عنوان آزمایش :  
Abbott : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۳۳۸	۰,۲۶۹	۳,۴۳۲	۳,۷۰۱	۳,۹۷	۴,۲۳۹	۴,۵۰۸	۴,۷۷۷	۵,۰۴۶

مقدار	تاریخ
۴,۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲
۴,۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۴,۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۴,۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۴,۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۴,۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۹

مقدار	تاریخ
۴,۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۴,۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۴,۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۴,۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۴,۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۴,۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۴,۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۴,۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۱

مقدار	تاریخ
۴,۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۴,۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳,۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۴,۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۳,۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۴,۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۴,۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۰

CV%: 6.485	SD: 0.287	Mean: 4.422
------------	-----------	-------------

