

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fasting Blood Glucose : عنوان آزمایش :

Olympus-C

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۸۲	۴,۴۵۵	۲۶۸,۱۶۸	۲۷۲,۶۲۳	۲۷۷,۰۷۸	۲۸۱,۵۳۳	۲۸۵,۹۸۸	۲۹۰,۴۴۳	۲۹۴,۸۹۸

مقدار	تاریخ
۲۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۲۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۲۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۲۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۲۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۲۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۲۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۲۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۲۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۲۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۲۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۲۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۲۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۲۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۲۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۲۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۲۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۲۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۲۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.441	SD: 4.049	Mean: 280.905
------------	-----------	---------------

