



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Uric Acid : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۰۶۱	۰,۱۰۳	۹,۳۶۵	۹,۴۶۸	۹,۵۷۱	۹,۶۷۴	۹,۷۷۷	۹,۸۸	۹,۹۸۳

مقدار	تاریخ
۹,۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۹,۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۹,۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۹,۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۹,۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۹,۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۹,۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۹,۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۹,۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۹,۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۹,۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۹,۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۹,۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۹,۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۹,۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۹,۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۹,۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۹,۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۹,۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۹,۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۹,۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.197	SD: 0.116	Mean: 9.721
------------	-----------	-------------

