



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Alkaline Phosphatase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۴۵۷	۴,۴۷۲	۱۶۸,۵۸۴	۱۷۳,۰۵۶	۱۷۷,۵۲۸	۱۸۲	۱۸۶,۴۷۲	۱۹۰,۹۴۴	۱۹۵,۴۱۶

مقدار	تاریخ
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.98	SD: 3.649	Mean: 184.286
-----------	-----------	---------------

