

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



MULTI IA PLUS 3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

T4 : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۲۴	۰,۹۹	۱۰,۷	۱۱,۶۹	۱۲,۶۸	۱۳,۶۷	۱۴,۶۶	۱۵,۶۵	۱۶,۶۴

مقدار	تاریخ
۱۲,۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۳,۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱۲,۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۲,۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۲,۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۲,۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۳,۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۳,۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۲,۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۲,۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۳,۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۳,۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۲
۱۳,۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۲,۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۳,۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۱۴,۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۲,۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۱,۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۳,۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۱,۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۳,۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱۳,۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 5.179	SD: 0.675	Mean: 13.029
------------	-----------	--------------

