

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱
Prolactin : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۰۱۴	۰,۱۲	۳,۶۳۳	۳,۷۵۳	۳,۸۷۳	۳,۹۹۳	۴,۱۱۳	۴,۲۳۳	۴,۳۵۳

مقدار	تاریخ
۳,۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۳,۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۳,۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۴,۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۴,۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۳,۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۳,۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۳,۹۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۳,۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۳,۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۳,۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۲
۳,۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۳,۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۳,۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳,۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۳,۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۳,۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۳,۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۳,۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۳,۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۴,۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 2.801	SD: 0.11	Mean: 3.911
------------	----------	-------------

