



عنوان کنترل : BioRAD2
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Amylase
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۸۲	۶,۴۹۵	۳۹۱,۰۸۲	۳۹۷,۵۷۷	۴۰۴,۰۷۲	۴۱۰,۵۶۷	۴۱۷,۰۶۲	۴۲۳,۵۵۷	۴۳۰,۰۵۲

مقدار	تاریخ
۴۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۴۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۴۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۴۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۴۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۴۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۴۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۴۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۴۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۴۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۴۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۴۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۴۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۴۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۴۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۴۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۴۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۴۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.788	SD: 7.433	Mean: 415.619
------------	-----------	---------------

