

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲  
Prolactin : عنوان آزمایش :  
Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۷۵۷	۰,۴۵۴	۱۰,۷۱۶	۱۱,۱۷	۱۱,۶۲۴	۱۲,۰۷۸	۱۲,۵۳۲	۱۲,۹۸۶	۱۳,۴۴

مقدار	تاریخ
۱۲,۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۱,۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱۱,۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۲,۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۲,۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۳,۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۲,۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۲,۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۲,۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۲,۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۱,۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۱,۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲
۱۱,۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۱,۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۱,۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۱۲,۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۱,۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۰,۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۱,۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۲,۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۲,۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱۲,۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 3.506	SD: 0.421	Mean: 12.004
------------	-----------	--------------

