



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgG

: عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

Olympus-C

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۷۱۲	۱۰,۸۲۲	۵۹۹,۷۰۱	۶۱۰,۵۲۳	۶۲۱,۳۴۵	۶۳۲,۱۶۷	۶۴۲,۹۸۹	۶۵۳,۸۱۱	۶۶۴,۶۳۳

مقدار	تاریخ
۶۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۶۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۶۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۶۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۶۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۶۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۶۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۶۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۶۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۶۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۶۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۶۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۶۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۶۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۶۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۶۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۶۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۶۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۶۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۶۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.821	SD: 11.655	Mean: 640.048
------------	------------	---------------

