



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Amylase : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۵۱۵	۱,۲۰۸	۷۶,۰۷۶	۷۷,۲۸۴	۷۸,۴۹۲	۷۹,۷	۸۰,۹۰۸	۸۲,۱۱۶	۸۳,۳۲۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 1.559	SD: 1.24	Mean: 79.538
------------	----------	--------------

