

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi ia plus 3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۸/۱۱/۱۲:

سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۳

Hydroxy Vitamin D3-۲۵ : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۹۰۵	۲,۴۷۸	۴۳,۰۸۶	۴۵,۵۶۴	۴۸,۰۴۲	۵۰,۵۲	۵۲,۹۹۸	۵۵,۴۷۶	۵۷,۹۵۴

مقدار	تاریخ
۵۰,۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۵۱,۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۵۲,۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۵۵,۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۴۵,۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۵۰,۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۲,۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۵۲,۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۵۱,۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۵۰,۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۵۳,۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۵۲,۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۵۵,۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۵۰,۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۵۵,۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۵۶,۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۸,۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۵۳,۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۵۰,۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۴۸,۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۵۲,۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۵۱,۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۵۱,۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۵۱,۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۴۸,۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹

CV%: 4.721	SD: 2.442	Mean: 51.719
------------	-----------	--------------

