

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgG : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۲۲	۱۷,۶۴۹	۷۷۸,۶۸۶	۷۹۶,۳۳۵	۸۱۳,۹۸۴	۸۳۱,۶۳۳	۸۴۹,۲۸۲	۸۶۶,۹۳۱	۸۸۴,۵۸

مقدار	تاریخ
۸۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۸۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۸۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۸۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۸۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۸۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۸۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۸۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۸۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۸۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۸۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۸۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۸۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۸۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۸۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۸۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۸۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۸۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۸۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۸۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۸۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۸۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۸۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۸۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۸۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۸۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸

CV%: 1.699	SD: 13.963	Mean: 821.615
------------	------------	---------------

