



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgM

: عنوان آزمایش :

Olympus-C

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۹۱۱	۱,۶۱۶	۷۹,۶۸۷	۸۱,۳۰۳	۸۲,۹۱۹	۸۴,۵۳۵	۸۶,۱۵۱	۸۷,۷۶۷	۸۹,۳۸۳

مقدار	تاریخ
۸۱,۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۸۴,۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۸۲,۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۸۱,۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۸۷,۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۸۰,۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۸۱,۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۸۱,۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۸۱,۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸

CV%: 2.809	SD: 2.362	Mean: 84.088
------------	-----------	--------------

