

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

TSH : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۷۶۷	۰,۰۰۱	۰,۰۳۶	۰,۰۳۷	۰,۰۳۸	۰,۰۳۹	۰,۰۴	۰,۰۴۱	۰,۰۴۲

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۰۴۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۰,۰۳۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۰,۰۳۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۰,۰۳۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۰,۰۳۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۰,۰۳۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۰,۰۳۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۰,۰۳۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۰,۰۳۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۰,۰۳۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۰,۰۳۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲

مقدار	تاریخ
۰,۰۳۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۰,۰۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۰,۰۳۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۰,۰۳۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۰,۰۳۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۰,۰۳۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۰,۰۳۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۰,۰۳۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۰,۰۳۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۰,۰۳۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۰,۰۳۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۰,۰۳۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۰,۰۳۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۰,۰۳۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۰,۰۳۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 2.31	SD: 0.001	Mean: 0.039
-----------	-----------	-------------

