

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

Total Cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۱۷۵	۱,۱۷۹	۹۶,۷۶۳	۹۷,۹۴۲	۹۹,۱۲۱	۱۰۰,۳	۱۰۱,۴۷۹	۱۰۲,۶۵۸	۱۰۳,۸۳۷

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 1.375	SD: 1.377	Mean: 100.154
------------	-----------	---------------

