

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fasting Blood Glucose : عنوان آزمایش :

Olympus-C

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان دستگاه :

| %CV  | SD    | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN    | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۴۱ | ۴,۰۱۳ | ۲۷۲,۵۹۴           | ۲۷۶,۶۰۷           | ۲۸۰,۶۲            | ۲۸۴,۶۳۳ | ۲۸۸,۶۴۶         | ۲۹۲,۶۵۹         | ۲۹۶,۶۷۲         |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۹۲   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
| ۲۹۰   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
| ۲۸۵   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
| ۲۹۳   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
| ۲۹۲   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
| ۲۸۹   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
| ۲۸۵   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
| ۲۸۸   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
| ۲۸۶   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
| ۲۸۳   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
| ۲۷۶   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۸۰   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
| ۲۹۰   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
| ۲۸۴   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
| ۲۸۹   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
| ۲۸۶   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
| ۲۹۰   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
| ۲۹۱   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
| ۲۹۰   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
| ۲۸۸   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
| ۲۹۲   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
| ۲۹۰   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
| ۲۸۶   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
| ۲۸۴   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
| ۲۸۲   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
| ۲۸۲   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |

|            |           |               |
|------------|-----------|---------------|
| CV%: 1.473 | SD: 4.228 | Mean: 287.038 |
|------------|-----------|---------------|

