



عنوان کنترل : BioRAD2
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Creatinine
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۳۱	۰,۰۷	۴,۳۵۶	۴,۴۲۶	۴,۴۹۶	۴,۵۶۶	۴,۶۳۶	۴,۷۰۶	۴,۷۷۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۴,۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۴,۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۴,۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۴,۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۴,۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۴,۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۴,۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۴,۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۴,۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۴,۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۴,۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۴,۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۴,۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۴,۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۴,۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۴,۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۴,۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۴,۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۴,۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۴,۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۴,۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۴,۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۴,۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۴,۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۴,۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۴,۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 1.967	SD: 0.09	Mean: 4.602
------------	----------	-------------

