



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Amylase : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

| %CV  | SD    | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN   | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۲۷ | ۱,۸۵۶ | ۷۶,۱۶۵            | ۷۸,۰۲۱            | ۷۹,۸۷۷            | ۸۱,۷۳۳ | ۸۳,۵۸۹          | ۸۵,۴۴۵          | ۸۷,۳۰۱          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۸۲    | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
| ۸۰    | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
| ۸۱    | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
| ۸۱    | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
| ۷۹    | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
| ۸۳    | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۸۰    | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
| ۸۲    | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
| ۷۹    | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
| ۸۰    | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
| ۸۰    | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
| ۸۰    | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
| ۸۱    | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
| ۸۲    | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
| ۸۳    | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
| ۸۲    | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
| ۸۱    | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
| ۸۱    | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 1.496 | SD: 1.211 | Mean: 80.944 |
|------------|-----------|--------------|

