



SP-protein L1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

C3 : عنوان آزمایش :
Olympus-2 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۴۰۵

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲	۱,۸۵۴	۸۷,۱۴۸	۸۹,۰۰۲	۹۰,۸۵۶	۹۲,۷۱	۹۴,۵۶۴	۹۶,۴۱۸	۹۸,۲۷۲

مقدار	تاریخ
۹۴,۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۹۴,۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۹۳,۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۹۲,۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۹۲,۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۹۳,۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۹۳,۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۹۳,۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۹۴,۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۹۶,۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۹۰,۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۹۲,۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۹۵,۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۹۴,۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۹۱,۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۹۴,۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۹۲,۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۴

CV%: 1.645	SD: 1.541	Mean: 93.683
------------	-----------	--------------

