

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgA : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۷	۳,۰۹۸	۱۲۱,۴۰۶	۱۲۴,۵۰۴	۱۲۷,۶۰۲	۱۳۰,۷	۱۳۳,۷۹۸	۱۳۶,۸۹۶	۱۳۹,۹۹۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۱۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۱۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۱۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۱۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۱۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 2.446	SD: 3.24	Mean: 132.444
------------	----------	---------------

