



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fe : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۲۰۷	۲,۹۸۴	۲۳۸,۲۱۵	۲۴۱,۱۹۹	۲۴۴,۱۸۳	۲۴۷,۱۶۷	۲۵۰,۱۵۱	۲۵۳,۱۳۵	۲۵۶,۱۱۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۲۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۲۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۲۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۲۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۳

CV%: 0.745	SD: 1.865	Mean: 250.222
------------	-----------	---------------

