



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Triglycerides : عنوان آزمایش :

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۷۶	۲,۸۲۵	۱۸۲,۹۹۲	۱۸۵,۸۱۷	۱۸۸,۶۴۲	۱۹۱,۴۶۷	۱۹۴,۲۹۲	۱۹۷,۱۱۷	۱۹۹,۹۴۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۱۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۱۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۱۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۱۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۱۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۱۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۱۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 1.459	SD: 2.749	Mean: 188.5
------------	-----------	-------------

