



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

عنوان آزمایش: (P (Phosphorus

Olympus-C : عنوان دستگاه:

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۹۱	۰,۱۱	۶,۵۷۸	۶,۶۸۸	۶,۷۹۸	۶,۹۰۸	۷,۰۱۸	۷,۱۲۸	۷,۲۳۸

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۶,۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۶,۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۶,۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۶,۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۶,۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۶,۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۶,۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۶,۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۶,۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۶,۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۶,۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۶,۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۶,۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۶,۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۶,۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۷,۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۷,۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۳

CV%: 1.724	SD: 0.119	Mean: 6.92
------------	-----------	------------

