



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Creatinine

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۷۰۳	۰,۰۴	۲,۲۰۲	۲,۲۴۲	۲,۲۸۲	۲,۳۲۲	۲,۳۶۲	۲,۴۰۲	۲,۴۴۲

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲,۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۲,۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۲,۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۲,۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۲,۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۲,۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۲,۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۲,۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۲,۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۲,۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۲,۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۲,۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۲,۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۲,۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۲,۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۲,۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۲,۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۲,۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 2.47	SD: 0.057	Mean: 2.308
-----------	-----------	-------------

