

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Transferrin : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

Olympus-C : عنوان دستگاه :

| %CV   | SD    | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN    | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۰۴۳ | ۱,۸۵۲ | ۱۷۱,۹۴۱           | ۱۷۳,۷۹۳           | ۱۷۵,۶۴۵           | ۱۷۷,۴۹۷ | ۱۷۹,۳۴۹         | ۱۸۱,۲۰۱         | ۱۸۳,۰۵۳         |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۸۲   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
| ۱۷۵,۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
| ۱۷۹,۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
| ۱۷۴,۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
| ۱۷۹   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
| ۱۸۱   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
| .     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۷۸,۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
| ۱۷۶   | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
| ۱۷۸,۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
| ۱۷۶,۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
| ۱۷۵   | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
| ۱۷۴,۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
| ۱۸۱,۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
| ۱۷۷,۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
| ۱۸۱,۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
| ۱۸۰   | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
| ۱۷۹,۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
| ۱۷۷,۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |

|            |           |               |
|------------|-----------|---------------|
| CV%: 1.426 | SD: 2.541 | Mean: 178.183 |
|------------|-----------|---------------|

