



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

LDH : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۳۱	۶,۰۳۷	۳۱۱,۵۲۲	۳۱۷,۵۵۹	۳۲۳,۵۹۶	۳۲۹,۶۳۳	۳۳۵,۶۷	۳۴۱,۷۰۷	۳۴۷,۷۴۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۳۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۳۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۳۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۳۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۳۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۳۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۳۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۳۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۳۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۳۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۳۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۳۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۳۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۳۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۳۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۳۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۳۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۳۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۳۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۳۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۳۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۳۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۳۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۳۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 2.225	SD: 7.322	Mean: 329.042
------------	-----------	---------------

