



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Total Cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۵۶۶	۳,۹۴۲	۲۳۹,۸۴۱	۲۴۳,۷۸۳	۲۴۷,۷۲۵	۲۵۱,۶۶۷	۲۵۵,۶۰۹	۲۵۹,۵۵۱	۲۶۳,۴۹۳

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۲۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۲۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۲۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۲۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۲۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۲۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۲۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۲۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۲۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۲۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۲۵۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۲۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۲۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۲۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۲۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۲۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۲۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۲۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۲۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۲۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۲۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۲۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۲۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۲۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.158	SD: 2.914	Mean: 251.667
------------	-----------	---------------

