



عنوان کنترل : BioRAD2
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Urea
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵۶۸	۲,۵۵۱	۹۱,۶۸	۹۴,۲۳۱	۹۶,۷۸۲	۹۹,۳۳۳	۱۰۱,۸۸۴	۱۰۴,۴۳۵	۱۰۶,۹۸۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 2.288	SD: 2.244	Mean: 98.083
------------	-----------	--------------

