



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Triglycerides : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۷۹	۳,۴۷۳	۱۸۳,۶۴۸	۱۸۷,۱۲۱	۱۹۰,۵۹۴	۱۹۴,۰۶۷	۱۹۷,۵۴	۲۰۱,۰۱۳	۲۰۴,۴۸۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۱۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۱۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۱۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۱۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۱۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۱۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۱۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۱۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۱۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۱۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۱۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۱۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۱۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۱۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.489	SD: 2.844	Mean: 191
------------	-----------	-----------

