

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۲۱	۶,۵۳۶	۴۴۰,۱۹۲	۴۴۶,۷۲۸	۴۵۳,۲۶۴	۴۵۹,۸	۴۶۶,۳۳۶	۴۷۲,۸۷۲	۴۷۹,۴۰۸

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۴۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۴۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۴۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۴۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۴۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۴۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۴۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۴۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۴۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۴۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۴۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۴۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۴۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۴۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۴۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۴۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۴۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۴۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۴۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۴۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۴۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۴۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۴۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۴۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.23	SD: 5.762	Mean: 468.625
-----------	-----------	---------------

