



Multi ia plus 3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۸/۰۱/۲۵:

سری ساخت : ۳۷۵۱۱۱۷۳

Hydroxy Vitamin D3-۲۵ : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۸۷۴	۳,۰۳۵	۲۹,۴۴۵	۳۲,۴۸	۳۵,۵۱۵	۳۸,۵۵	۴۱,۵۸۵	۴۴,۶۲	۴۷,۶۵۵

مقدار	تاریخ
۴۲,۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۳۵,۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۳۶,۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۴۰,۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۵
۴۰,۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۳۸,۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۴۰,۳	۱۳۹۸/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۴,۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۱
۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۳۹,۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۴۱,۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۴۰,۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۴۳,۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۳۰,۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸
۳۹,۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۳۶,۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۱
۴۲,۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۳۶,۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۳۴,۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۳۷,۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۴۰,۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۳۷,۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۴
۴۲,۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۳۶,۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۳۸,۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۴۰,۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۴۰,۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۰

CV%: 7.843	SD: 3.03	Mean: 38.633
------------	----------	--------------

