

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : Abbott
سری ساخت : ۳۷۵۱۱۱۷۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷۱۱	۰,۵۸۳	۱۰,۶۳۱	۱۱,۲۱۴	۱۱,۷۹۷	۱۲,۳۸	۱۲,۹۶۳	۱۳,۵۴۶	۱۴,۱۲۹

مقدار	تاریخ
۱۲,۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۳
۱۱,۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۱۲,۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۱۱,۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۱,۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۱۱,۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۱۱,۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۱۲,۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۱۲,۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۶
۱۱,۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۱۱,۹۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۹
۱۱,۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۱۲,۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۱۱,۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲,۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۱۲,۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۲
۱۲,۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۱۲,۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۱۱,۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۱۳,۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۹
۱۱,۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۱۳,۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۲

CV%: 4.754	SD: 0.572	Mean: 12.039
------------	-----------	--------------

