

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

FSH : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۷۵۱۱۱۷۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۲۹۶	۰,۲۵۴	۳,۲۷۴	۳,۵۲۸	۳,۷۸۲	۴,۰۳۶	۴,۲۹	۴,۵۴۴	۴,۷۹۸

مقدار	تاریخ
۳,۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۳
۴,۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۴,۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۳,۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۴,۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۴,۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۴,۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۳,۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۳,۹۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۴,۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۶
۳,۹۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۴,۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۹
۳,۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۴,۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۳,۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۳,۹۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۴,۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۲
۴,۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۴,۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۴,۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۳,۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۹
۴,۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۴,۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۲

CV%: 6.055	SD: 0.247	Mean: 4.086
------------	-----------	-------------

