

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

FSH : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۷۵۱۱۱۷۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۲۳۳	۰,۵۹۸	۱۲,۳۳۶	۱۲,۹۳۴	۱۳,۵۳۲	۱۴,۱۳	۱۴,۷۲۸	۱۵,۳۲۶	۱۵,۹۲۴

مقدار	تاریخ
۱۴,۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۳
۱۴,۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۱۴,۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۱۳,۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۳,۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۱۴,۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۱۴,۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳,۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۱۳,۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۱۴,۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۶
۱۴,۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۱۴,۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹
۱۳,۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۱۵,۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۱۳,۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۳,۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۱۴,۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۲
۱۴,۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۱۴,۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۱۴,۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۱۵,۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۹
۱۴,۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۱۵,۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲

CV%: 3.918	SD: 0.562	Mean: 14.342
------------	-----------	--------------

