

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

(Mg (Magnesium
Olympus-C

عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۴۸۵	۰,۰۷۲	۱,۸۵۳	۱,۹۲۵	۱,۹۹۷	۲,۰۶۹	۲,۱۴۱	۲,۲۱۳	۲,۲۸۵

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۲,۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۲,۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۱,۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۲,۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱,۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۱,۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۱,۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۲,۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۲,۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۲,۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۵
۲,۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۲,۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۲,۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۲,۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۲,۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۲
۱,۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۴

CV%: 3.055	SD: 0.062	Mean: 2.028
------------	-----------	-------------

