



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

LDH : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹	۶,۲۱۵	۳۰۸,۳۵۵	۳۱۴,۵۷	۳۲۰,۷۸۵	۳۲۷	۳۳۳,۲۱۵	۳۳۹,۴۳	۳۴۵,۶۴۵

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۳۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۳۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۳۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۳۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۳۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۳۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۳۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۳۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۳۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۳۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۳۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
.	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۳۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۳۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۳۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۳۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۳۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۳۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۳۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۳۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۳۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۳۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۳۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۳۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۳۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵

CV%: 1.667	SD: 5.516	Mean: 330.917
------------	-----------	---------------

