

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgG : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵۴۵	۲۱,۱۴۹	۷۶۷,۶۸۶	۷۸۸,۸۳۵	۸۰۹,۹۸۴	۸۳۱,۱۳۳	۸۵۲,۲۸۲	۸۷۳,۴۳۱	۸۹۴,۵۸

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۸۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۸۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۸۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۸۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۸۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۸۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۸۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۸۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۸۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۸۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۸۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
.	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۸۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۸۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۷۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۸۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۸۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۸۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۷۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۸۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۸۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۸۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۸۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۸۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۸۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵

CV%: 1.946	SD: 16.024	Mean: 823.458
------------	------------	---------------

